

Техническая спецификация на сервисное обслуживание микроскопа JEM-2100

(Лот 10)

- Проверка работы вакуумной системы микроскопа;
- Проверка исправности вспомогательных блоков микроскопа: водяного рециркулятора, автостабилизатора, трансформаторов, компрессора, управляющего компьютера, роторного насоса и подъемных механизмов.
- Подстройка датчиков Пирани
- Проверка базовых напряжений вакуумной и линзовой систем
- Проверка работы высоковольтной системы**
- Проверка управления микроскопом с помощью
- персонального компьютера.

Запчасти для замены в комплекте

- Нагреватель диффузионного насоса 4 дюйма с соед. проводами DP
- Масло R.P OIL MR-200A 1.8 L 2шт.
- Уретановый ремень для насоса URETHANE BELT R40H 2шт.
- Набор кольцевых уплотнений O-RING SET
- Датчик Пирани PIRANI GAUGE MA173010
- Уплотнительный фланец OIL SEAL SET 4570-01/SC
- Смазка диэлектрическая SILICONE COMPOUND TSK550
- Вакуумная смазка FOMBLIN Y-VAC3 10
- Высоковакуумная смазка APIEZON L 50 G
- Клапан электромагнитный SOLENOID VALVE A040-4E1-15 -4шт.
- Датчик Пеннинга PENNING GAUGE
- Элегаз SF6 10шт.
- FUSE SET

Председатель правления - ректор

Проректор по науке и инновациям

Руководитель темы



Рахметуллина С.Ж.

Конурбаева Ж.Т.

Курбанбеков Ш.Р.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ

Стоимость указана с НДС на условиях DDP (с доставкой до покупателя и включает в себя все возможные платежи, налоги и пошлины) г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 19.

Условия оплаты: по факту поставки.

Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента подписания договора